

限界を超える体感

REFLUA

未来を変える結果

VITALIS

触れるたびに、
結果が変わる。



次世代の美と信頼を、あなたの手に

今ある不可能を“可能”に

お客様の悩みに向き合い、コンプレックスから解放するために。

美容とケア領域の限界を超え

最新かつ本質を極めた技術を融合し、

これまでにない結果を実現します。

日々の施術を進化させ、より早く、より効率的に

そして確実に結果にこだわる。

サロンに新たな価値を、施術者に大きな自信を。

そして、お客様には心からの笑顔と輝く未来が

ここから始まります。

1台ですべての周波数を網羅 身体が驚く、新次元の体感

高周波

深部をあたためる
細胞活性化

中周波

筋肉にアプローチ
引き締めサポート

低周波

やさしく整え
リラックス

身体が本来持つ力を引き出す。

変わるのは、内側から。

周波数の組み合わせが
本質的な変化を生み出す。

深部・筋肉・神経にアプローチ。

本機器はマルチ周波数システムにより、高・中・低周波の3種類の電流を自在に出力。
幅広い目的や部位に、最適なアプローチを可能にします。

高周波(TECAR)とは？

高周波とは、体の中をやさしく温める電気エネルギーのことです。

肌の表面だけを温めるのではなく、体内の水分や組織に反応して内側からじんわり熱を生み出します。

高周波が体に流れると体内の水分や細胞が揺れ動きその動きによって自然な熱が生まれ体の奥まで温かさが広がります。

また、肌本来の力を刺激し細胞へ直接働きかけることにより細胞を活性化し、基礎代謝機能を高めます。

血流促進

コリの緩和

冷えのケア

細胞活性

引き締めサポート

むくみケア



中周波(HI-EMS)とは？

電気刺激により筋肉をダイナミックに収縮させ、表層から深層筋までアプローチし、短時間でも“運動したような刺激”が入りやすく引き締めを狙うメニューに適しています。

「ググッ!」「持ち上がる」「勝手に筋肉が収縮する」という体感があり、収縮が強いほど「運動した感」を感じます。温熱ケアとは異なり、筋肉を直接動かすことで内側から引き締めます。

さらに動きのモードをワンタッチで変更することが出来るため、改善したい目的に応じたモードへ簡単に切り替えられます。

筋肉引き締め

ボディメイク

代謝サポート

低周波(HI-TENS)とは？

神経系に働きかける電気刺激により筋緊張の緩和と血流促進をサポートします。

筋肉を鍛えるのではなく、筋肉や神経の緊張を解放し整えることで、リラクゼーションから疲労回復、ボディメンテナンスまで幅広く活用できます。

「ピリピリ」「トントン」「じんわり心地いい」という体感があり“鍛えられてる感”より、終わった後に軽い・ゆるむ・呼吸が深くなるなどの変化が出やすくなります。

自律神経ケア

リラックス

痛みのケア

様々な方法でお客様のお悩みを改善

ハンド施術の質を高めるブレスレット

腕に装着するだけで、手を通り身体全体へやさしく、身体の深層まで穏やかに高周波を届け、巡りを促しながら、内側から整う感覚をサポートし深いリラクゼーションを感じやすいのが特徴です。

また、高周波のモードを変えることで皮膚表面から浅層へやさしくアプローチします。フェイシャルにも取り入れやすい、安心感のある温かさをもたらし、心地よさを保ちます。



施術者の“手のぬくもり”や“感覚”をそのままにその手技の質を高めます

技術者、お客様双方の負担を減らす 筋膜リリースツール

高周波を入れることで、皮膚表面だけでなく筋肉や深部が温まりゆるみやすい状態が先につくられます。

この状態で施術を行うと「押し込まなくても」「無理に圧をかけなくても」自然に深部まで伝わるため、「効かせたいから強くなる」という施術になりにくいのが特長です。



高周波を入れた筋膜リリースは、刺激の入り方が「圧」だけではなく温熱+ストロークの複合刺激になります。そのため「痛みを感じにくい」「身体が緊張しにくく、リラックス状態で施術を受けやすい」というメリットがあります。

温まった状態で整えられることで、施術後に戻りにくく変化が持続しやすいです

施術箇所に合わせて大きさをえられるアタッチメント。広範囲から細かいところまでしっかりアプローチできます。



表皮～真皮～皮下浅層にアプローチし、肌表面のハリやキメ、むくみや血流の滞りに働きかけお顔のむくみ、くすみ、ハリ感アップの土台づくりをサポートします。



REFLUA By VITALIS



症例はInstagramで公開中!

最新の症例写真や施術例を随時更新しています。



@vitalis_official.2025



総合窓口

お問い合わせ・導入検討・機器体験は LINEでお気軽
にご連絡ください。



@458opipn



Contact Email

vitalis.byshandora@gmail.com